

แนวทางป้องกันของมีคม ทิ่ม – ต่ำ – บาด  
(VDO Clip)

1. สาธิตการเตรียมอุปกรณ์สำหรับฉีดยาชาในปาก  
( <https://youtu.be/4AEMG7YmllA> )



2. สาธิตการเตรียมใบมีดผ่าตัด  
( [https://youtu.be/ljXJtXN\\_W1g](https://youtu.be/ljXJtXN_W1g) )



การฉีดยา inferior alveolar nerve block

การถอดใส่เข็มและหลอดยาชา

- ถอดสลัก syringe
- ใส่หลอดยาชา
- เตรียมเข็มยาชา โดยหมุนปลอกให้แถบกระต่ายออก ปลดปลอกด้านท้ายออก อาจใช้ เครื่องมือช่วยจับ ปลอกด้านท้ายออก และระวังเข็มด้านท้าย
- นำปลอกส่วนท้ายไปครอบปลอกส่วนปลาย
- วางกระบอกฉีดยาระนาบเดียวกับเข็ม มือที่ถือเข็มเป็นตัว rest ขณะหมุนเข็มเข้ากระบอกฉีดยา พร้อมทั้งกดเข็มและกระบอกยาชาเข้าหากัน

การฉีดยา

- เดินยาชาทดสอบก่อนปลดปลอกเข็ม
- ปลดปลอกเข็มออก โดยใช้ปลายนิ้ว ปลดปลอกออกจากเข็ม มือทั้งสองข้างอยู่ด้านใกล้ตัว ไม่อยู่ตรงด้านปลายเข็ม และทิ้งให้ปลอกลงภาคเครื่องมือโดยไม่ต้องใช้มือจับออก อาจใช้เครื่องมือช่วยจับปลอกออกจากเข็ม
- การฉีดยา ให้ดูตำแหน่งตามหลักการฉีดยา หลังจากนั้น ใช้กระจกวางบน external oblique ridge ตำแหน่งความสูงที่ coronoid notch และฉีดยา

การเก็บเข็มฉีดยา

- วางปลอกเข็มฉีดยาชาในภาชนะเครื่องมือ แล้วใช้มือเดียวที่ถือกระบอกฉีดยา ใส่เข็มเข้าปลอกที่วางบนภาชนะเครื่องมือโดยไม่ต้องจับปลอก อาจใช้เครื่องมือช่วยจับปลอก

การถอดเข็มยาชา

- มือด้านหนึ่งจับที่กระบอกฉีดยา อีกมือจับที่ปลอกเข็มและ hub ของเข็ม หมุนทวนเข็มนาฬิกา พร้อมทั้งกดเข็มและกระบอกยาชาเข้าหากัน
- ใช้เครื่องมือจับปลอกส่วนท้ายปิดเข้ากับปลอกส่วนปลาย

สามารถดูรายละเอียดได้ตาม link

-<https://youtu.be/4AEMG7YmIIA>

## Guideline การใช้ curette /sickle/scaler เพื่อป้องกันของมีคมบาด

1. ขณะขูดหินปูนให้มี rest ที่มั่นคงและกั้นน้ำลายในบริเวณนั้นให้แห้ง
2. ลับเครื่องมือให้คมอยู่เสมอ เพื่อจะไม่ต้องใช้แรงในการขูดมากเกินไป
3. ไม่ลับเครื่องมือที่มีการใช้งานแล้ว หากต้องการลับให้เบิกเครื่องมือที่ sterile แล้วมาลับ
4. เก็บเครื่องมือใส่ในภาชนะให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเครื่องมือตกจากภาชนะ หรือเครื่องมือซ้อนกันทำให้ตำมือขณะหยิบเครื่องมือในภาชนะ
5. ใช้น้ำสตีเซตเครื่องมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้เพื่อไม่ให้เลือดแห้งติดเครื่องมือ ขณะล้างเครื่องมือจะล้างออกได้ง่าย ไม่ต้องใช้แรงในการขัดออก
6. แชน์เครื่องมือในน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนล้างเครื่องมือและสวมถุงมือยางป้องกันทุกครั้ง ไม่หดยกล้อเล่นกับเพื่อนขณะล้างเครื่องมือ
7. หลังจากล้างเครื่องมือให้บรรจุใส่ cassette และปิดฝาให้เรียบร้อยก่อนนำส่งคืนเจ้าหน้าที่

# วิธีการใช้ อุปกรณ์ ถอดหัวเข็มฉีดยา

**ขั้นตอนที่ 1**  
สอดอุปกรณ์ ครอบหัวเข็ม เข้าไปจนสุด



**ขั้นตอนที่ 2**  
ใช้มือหมุน เพื่อให้ หัวเข็มหลุดออกมา  
( การหมุนจะ: ต้องหมุนให้มืออยู่หลังแผ่นกันหัวเข็ม )



**ขั้นตอนที่ 3**  
เมื่อหัวเข็มหลุดออกมาแล้ว  
ให้นำไปรวมที่ครอบหัวเข็ม



**ขั้นตอนที่ 4**  
นำไปทิ้งในกล่องใส่ของมีคม  
โดยกดกระบอกให้หัวเข็มหลุด

